

Поликлональные Антитела К Нейрофиламенту Н Для Wb, Ip, If, Elisa - P12036

Артикул: CM0026391

введение

Кроличьи поликлональные антитела к нейрофиламенту Н (NEFH), валидированные для WB, IP, IF и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований нейронного цитоскелета и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейрофиламент Н, кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	NFH; CMT2CC; Нейрофиламент Н
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4744
ID гена	4744
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12036
Молекулярный вес белка	112кДа
Доставка	Сумка со льдом