

Моноклональное Антитело Против Нейрофиламента L Для Wb, If, Ihc, Elisa - P07196

Артикул: CM0003522

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к нейрофиламенту L, валидированное для WB, IF, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейронного цитоскелета и изучения нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейрофиламент L, кроличье мАТ
Примечания/алиасы	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L
Вид	Человек
GeneID (человек)	4747
GeneID	4747
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 60-250 человеческого нейрофиламента L (NP_006149.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07196
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодильный пакет