

Кроличья Поликлональная Антитело К Нейрофиламенту L Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07196

Артикул: CM0015436

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против легкого нейрофиламентного пептида человека (NEFL). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Для исследований нейронного цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейрофиламент L кролика pAb
Примечания/Псевдоним	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Нейрофиламент L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4747
ID гена	4747
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-250 нейрофиламента L человека (NP_006149.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07196
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	Сумка со льдом