

Поликлональные Антитела Против Neurog3 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9Y4Z2

Артикул: CM0030915

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NEUROG3, подходят для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным антигеном. Идеально подходит для изучения энтероэндокринной дифференцировки и спецификации панкреатических эндокринных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEUROG3 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
Вид	Человек
ID гена	50674
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого NEUROG3 (NP_066279.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4Z2
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором