

Кроличья Поликлональная Антитело К Neurog3 Для Wb, Elisa - Q9Y4Z2

Артикул: CM0022990

введение

Кроличья поликлональная антитело к NEUROG3 для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Нацелена на человеческий нейрогенин-3 — фактор транскрипции, критически важный для дифференцировки энтероэндокринных и панкреатических эндокринных клеток. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEUROG3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
Вид	Человек
ID гена (человек)	50674
ID гена	50674
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого NEUROG3 (NP_066279.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y4Z2
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет