

Моноклональное Антитело Против Нейрогена 2 (Ngn2) Для ВБ, Ифа — Q9H2A3

Артикул: CM0003547

введение

Кроличье моноклональное антитело к нейрогенину 2, нейронному фактору транскрипции. Валидировано для ВБ и ИФА, перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения дифференцировки и развития нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейрогенин 2, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	63973
ID гена	63973
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого нейрогена 2 (Q9H2A3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реакция	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H2A3
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом