

Кроличья Поликлональная Антитела Против Нейрогранина (Nrpn) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q92686

Артикул: CM0027757

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого нейрогранина (NRGN), валидированные для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходят для исследований синаптического ремоделирования, связывания кальмодулина и болезни Альцгеймера. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRGN Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	RC3; hng; NRGN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4900
ID гена	4900
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-78 человеческого NRGN (NP_001119653.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92686
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом