


Кроличье Моноклональное Антитело Против Рецептора Нейрокинина 1 (Nk1R) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P25103

Артикул: CM0006099



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на рецептор нейрокинина 1 человека (NK1R, TACR1). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для исследований сигналинга тахикининов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к рецептору нейрокинина 1 (NK1R)
Примечания/Альтернативные названия	SPR; NK1R; NK1R; TAC1R; Рецептор нейрокинина 1 (NK1R)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6869
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-407 рецептора NK1R человека (P25103)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25103
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	В пакете со льдом