


Поликлональное Антитело Кролика Против Нейрональной Субъединицы Альфа-4 Ацетилхолинового Рецептора (Acha4/Chrna4) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P43681

Артикул: CM0019753



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого АСНА4 (CHRNA4), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA и перекрестно реагирующее с мышинным белком. Идеально для изучения функции нейрональных никотиновых ацетилхолиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АСНА4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; АСНА4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1137
GeneID	1137
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-242 человеческого АСНА4 (P43681)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P43681
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом