


## Кроличий Моноклональный Антитело Против Neuropilin-2/Nrp2 Для Wb, Fc, Elisa - O60462

Артикул: CM0004959



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Neuropilin-2 (NRP2). Подходит для вестерн-блоттинга (WB), проточной цитометрии (FC) и ИФА (ELISA). Полезно для исследований сигнальных путей семафорина/VEGF и проникновения цитомегаловируса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Neuropilin-2/NRP2 кроличье mAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                        |
| ID гена (Человек)         | 8828                                                                                                                                           |
| ID гена                   | 8828                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-855 человеческого Neuropilin-2/NRP2 (NP_957718.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                | WB, FC, ELISA                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                        |
| SWISS                     | O6044                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 105 кДа                                                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                 |