

## Кроличьи Поликлональные Антитела К Нейропластину (Nptn) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y639

Артикул: CM0026909



### введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому нейропластину (NPTN), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследований синаптической пластичности и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NPTN Rabbit pAb                                                                                                             |
| Примечания / Алиасы       | GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| ID гена (человек)         | 27020                                                                                                                       |
| ID гена                   | 27020                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 29-200 человеческого NPTN (NP_059429.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | Q9Y639                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 44 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                           |