

Моноклональное Антитело К Нейтрофильной Эластазе (Elane) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P08246

Артикул: CM0009344



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к нейтрофильной эластазе человека (ELANE), оптимизированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Надежный инструмент для исследования функции нейтрофилов и NETоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к нейтрофильной эластазе (ELANE) кролика
Примечания/Альтернативные названия	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Нейтрофильная эластаза (ELANE)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1991
GeneID	1991
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 167-267 нейтрофильной эластазы человека (ELANE) (P08246)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08246
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом