


Антитело К Нейтрофильной Эластазе (Elane) Кролика Поликлональное Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P08246

Артикул: CM0016385



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческой нейтрофильной эластазы (ELANE), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA; детектирует эндогенный белок ELANE в образцах человека, мыши, крысы; идеально для исследований биологии нейтрофилов, нетоза и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейтрофильная эластаза (ELANE) Поликлональное антитело кролика
Примечания/Альтернативные названия	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Нейтрофильная эластаза (ELANE)
Вид (специфичность)	Человек
GeneID (Человек)	1991
GeneID	1991
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 30-267 человеческой нейтрофильной эластазы (ELANE) (NP_001963.1).
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT (UniProt)	P08246
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом