

Анти-Nexn Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q0Zgt2

Артикул: CM0016104

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого NEXN (Nexilin). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований актиноцитоскелета и сердечной/скелетной мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEXN кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CMH20; NELIN; NEXN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91624
ID гена	91624
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 516-675 человеческого NEXN (NP_653174.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q0ZGT2
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом