


Моноклональное Антитело К Nf-Kb P65/Rela Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q04206

Артикул: CM0003400



введение

Валидированное методом нокаута (KO) кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому NF-kB p65/RelA (Q04206). Подходит для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и ChIP, перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы и обезьяны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] NF-kB p65/RelA Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5970
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом