


Моноклональное Антитело Против Nf-Kb P65/Rela (Верифицированное Нокаутом) Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа, Чип — Q04206

Артикул: CM0005449



введение

Верифицированное нокаутом кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого NF-κB p65/RelA. Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА, ЧИП. Перекрестно реагирует с белком человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований воспаления, иммунитета, онкологии и изучения SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицированное нокаутом] Кроличье мкАт против NF-κB p65/RelA
Примечания/алиасы	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; IA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5970
ID гена	5970
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 450-551 человеческого NF-κB p65/RelA (NP_068810.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА, ЧИП
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	58 кДа / 59 кДа / 60 кДа
Доставка	Айс-пак