


Мышьиные Моноклональные Антитела Против Nf-Kb P65/Rela Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q04206

Артикул: CM0002114



введение

Мышьиные моноклональные антитела, направленные против человеческого NF-kB p65/RelA (Q04206), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения сигнального пути NF-kB, воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NF-kB p65/RelA Mouse mAb
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5970
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-551 человеческого NF-kB p65/RelA (Q04206).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент