


Кроличий Поликлональный Антитело Против Nf-Kb P65/Rela Для Wb - Q04206

Артикул: CM0016668



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого NF-kB p65/RelA (SWISS: Q04206), валидированное для WB, IP, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований сигнального пути NF-kB и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NF-kB p65/RelA кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5970
ID гена	5970
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 450-551 человеческого NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом