


Моноклональное Антитело Против Nf-Kb2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q00653

Артикул: CM0004541



введение

Кроличье моноклональное антитело против NF-κB2 для вестерн-блоттинга и ELISA, распознающее человеческий, мышинный и крысиный NF-κB2 (p52/p100). Участвует в воспалении, иммунитете и апоптозе. Идеально для исследований сигналинга NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NF-κB2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4791
GeneID	4791
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого NF-κB2 (NP_001070962.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00653
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом