

Моноклональное Антитело Против Nf-Kb2 Для Вб, Игг-П, Ифа — Q00653

Артикул: CM0003763



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому NF-κB2 (p52/p100). Валидировано для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигналинга NF-каппа-В, воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NF-κB2 кроличье мАнт
Примечания/Альтернативные названия	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4791
GeneID	4791
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 745-877 человеческого NF-κB2 (Q00653)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00653
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодовая упаковка