

Кроличьи Моноклональные Антитела К Nfat2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) - O95644

Артикул: CM0004271



введение

Кроличьи моноклональные антитела к NFAT2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий и мышиный NFAT2. Подходят для исследований сигнальных путей Т-клеток, экспрессии цитокинов и дифференцировки остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NFAT2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Вид	человек
ID гена (человек)	4772
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-305 человеческого NFAT2 (NP_001265598.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95644
Молекулярный вес белка	101 кДа
Доставка	Сумка со льдом