

Анти-Nfat2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - O95644

Артикул: CM0019885



введение

Кроличья поликлональная антитело к NFAT2, валидированная для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Распознает фактор транскрипции NFAT2 человека; иммуноген охватывает аминокислоты 115-298. Подходит для исследований сигнальных путей Т-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFAT2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4772
GeneID	4772
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 115-298 NFAT2 (NP_001265598.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95644
Молекулярный вес белка	101кДа
Доставка	Ледяной пакет