

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Nfat2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95644

Артикул: CM0014810



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные на аминокислоты 20-300 NFAT2 (NFATC1). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований активации Т-клеток, экспрессии цитокинов и дифференцировки остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	NFAT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4772
GeneID	4772
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 NFAT2 (NP_765978.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95644
Молекулярный вес белка	101кДа
Доставка	Сумка со льдом