


Поликлональное Антитело Anti-Nfat5 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O94916

Артикул: CM0020625



введение

NFAT5 Rabbit pAb — это поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга и ELISA, нацеленное на человеческий белок NFAT5 (O94916). Подходит для исследований осмотического стрессового ответа, регуляции воспалительных генов и репарации повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NFAT5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NFATZ; OREBP; NF-AT5; NFATL1; TONEBP; NFAT5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10725
ID гена	10725
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1355-1455 человеческого NFAT5 (NP_619728.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O94916
Молекулярная масса белка	166 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом