


Кроличья Поликлональная Антитела Против Nfatc2 Для Вестерн-Блоттинга - Q13469

Артикул: CM0013980



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NFATC2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований передачи сигналов в Т-клетках, экспрессии цитокинов и транскрипционной регуляции в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFATC2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	JCSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4773
ID гена	4773
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13469
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом