

Моноклональное Антитело Против Nfatc3 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ифа - Q12968

Артикул: CM0007269



введение

Кроличье моноклональное антитело против NFATC3 (NFAT4/NFATx), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Детектирует белок NFATC3 человека, мыши и крысы с предсказанной молекулярной массой 116 кДа. Идеально подходит для исследований передачи сигналов в Т-клетках и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFATC3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; p339260; NFATC3
Вид	Человек
ID гена	4775
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-1075 человеческого NFATC3 (NP_775188.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12968
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом