

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nfatc3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q12968

Артикул: CM0027340



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого NFATC3 (NFAT4) для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения транскрипционной регуляции NFAT и развития сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFATC3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4775
ID гена	4775
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого NFATC3 (NP_775188.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12968
Молекулярный вес белка	116кДа
Доставка	Сумка со льдом