

Анти-Nfe2L1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q14494

Артикул: CM0013909

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого NFE2L1 (NRF1/TCF11) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный NFE2L1 (85 кДа). Идеально подходят для исследований окислительного стресса, метаболизма холестерина и протеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFE2L1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4779
ID гена	4779
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 515-772 человеческого NFE2L1 (NP_003195.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14494
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Сумка со льдом