

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nfe2L3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Y4A8

Артикул: CM0015285

введение

Кролижье поликлональное антитело против человеческого NFE2L3 (NRF3), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований эритроид-специфической экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFE2L3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NRF3; NFE2L3
Вид	Человек, Мышь, Крыса
GeneID (человек)	9603
GeneID	9603
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-550 человеческого NFE2L3 (NP_004280.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4A8
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом