

Поликлональное Антитело Кролика Против Nfia Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q12857

Артикул: CM0029907



введение

Поликлональное антитело кролика против NFIA, фактора транскрипции и регулятора репликации ДНК. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Для исследований ядерных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFIA Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CTF; NF1-A; NFI-A; NFI-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; C1DELp32p31; NFIA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4774
GeneID	4774
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-330 белка NFIA человека (NP_005586.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12857
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом