

Поликлональное Антитело Кролика Против Nf1c Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08651

Артикул: CM0014757



введение

Это кроличье поликлональное антитело против NF1C валидировано для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Рекомендуется для исследования регуляции транскрипции, репликации ДНК и активации гена TERT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NF1C
Примечания/алиасы	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
Вид	Человек
ID гена	4782
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого NFIC (NP_005588.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08651
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовой пакет