


Кроличья Поликлональная Антитело К Nfil3 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q16649

Артикул: CM0013015



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к NFIL3, валидированная для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Распознает человеческий и крысиный NFIL3 (Q16649) — циркадный регулятор транскрипции. Идеально подходит для исследования циркадных ритмов и процессов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к NFIL3
Примечания/Альтернативные названия	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	4783
ID гена	4783
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 133-462 человеческого NFIL3 (NP_005375.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реакция	Человек, Крыса
SWISS	Q16649
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Ледяной пакет