


Кроличье Поликлональное Антитело Против Nfix Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14938

Артикул: CM0028972



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NFIX, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Функционирует в активации транскрипции и репликации ДНК. UniProt Q14938.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFIX Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-I/X; SOTOS2; NFIX
Вид	Человек
GeneID (человек)	4784
GeneID	4784
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14938
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом