


Поликлональные Антитела Против Nfkb1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P19838

Артикул: CM0014784



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NFKB1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с человеческим NFKB1. Получены против рекомбинантного NFKB1 (амнокислотные остатки 740-964). Идеально подходит для исследований сигнального пути NF-карра-В и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFKB1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4790
GeneID	4790
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 740-964 белка NFKB1 (NP_001158884.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Айс-пакет