

Поликлональные Антитела Кролика Против Nfs1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Артикул: CM0027554



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческой цистеиндесульфуразы NFS1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований биогенеза митохондриальных железо-серных кластеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFS1 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9054
GeneID	9054
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 290-457 человеческого NFS1 (NP_066923.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y697
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Хладоэлемент