

Анти-Nfyb Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P25208

Артикул: CM0027930



введение

Поликлональные антитела кролика NFYB для WB, ELISA. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Нацелены на бета-субъединицу ядерного транскрипционного фактора Y, белок, связывающий блок CCAAT и участвующий в регуляции транскрипции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFYB кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4801
GeneID	4801
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-207 человеческого NFYB (NP_006157.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25208
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом