

Моноклональное Антитело Anti-Ng2 Для Проточной Цитометрии - Q6Uvk1

Артикул: CM0008892



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого NG2 (CSPG4) для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека. Полезно для изучения меланомы, ангиогенеза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human NG2 mAb
Примечания/Псевдоним	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1464
GeneID	1464
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1583-2224 человеческого NG2 (NP_001888.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6UVK1
Молекулярный вес белка	251кДа
Доставка	Сумка со льдом