

Анти-Ng2/Cspg4 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q6Uvk1

Артикул: CM0007381



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого NG2/CSPG4, подходящее для WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Идеально подходит для изучения миграции клеток, ангиогенеза и механизмов меланомы; перекрестно реагирует с мышью и человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NG2/CSPG4 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Вид	Человек
GeneID	1464
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1583-2224 человеческого NG2 (NP_001888.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6UVK1
Молекулярный вес белка	251кДа
Доставка	Сумка со льдом