

Антитело Кролика Поликлональное Против Ng2/Cspg4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Артикул: CM0022404



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против NG2/CSPG4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышинный хондроитинсульфатный протеогликан 4, ключевой рецептор клеточной поверхности, участвующий в миграции клеток, ангиогенезе и прогрессии меланомы. Идеально подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NG2/CSPG4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1464
ID гена	1464
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1950-2210 человеческого NG2/CSPG4 (NP_001888.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6UVK1
Молекулярный вес белка	251кДа
Доставка	Сумка со льдом