


Анти-Ngb (Нейроглобин) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npg2

Артикул: CM0028939



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого нейроглобина (NGB), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Подходят для исследований гипоксии, нейропротекции и тканей мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NGB Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	NGB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	58157
ID гена	58157
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-151 человеческого NGB (NP_067080.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NPG2
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом