


Поликлональное Антитело Кролика Против Ngdn Для Wb, Elisa - Q8Nej9

Артикул: CM0014704



введение

NGDN Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к Human, Mouse, Rat. Идеально подходит для изучения биогенеза рибосом и регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NGDN Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25983
GeneID	25983
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-209 человеческого NGDN (NP_001036100.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NEJ9
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом