


Поликлональное Антитело Против Ngf Для Вестерн1-Блоттинга, Ифа - P01138

Артикул: CM0017084



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NGF (бета-фактора роста нервов), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследований нейронального развития и невропатии. - P01138

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NGF Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NGFB; HSN5; Beta-NGF; NGF
Вид	Человек
GeneID (человек)	4803
GeneID	4803
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-241 человеческого NGF (NP_002497.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01138
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом