


Поликлональное Антитело Anti-Ngf Для Wb, Elisa — P01138

Артикул: CM0015794



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий бета-фактор роста нервов (NGF). Подходит для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и передачи сигналов факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NGF
Примечания/синонимы	NGFB; HSAN5; Beta-NGF; NGF
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4803
Идентификатор гена	4803
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-241 человеческого NGF (NP_002497.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P01138
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом