

Поликлональное Антитело Против Ngfrap1 Для Вб, Иф/Мкк, Ифа — Q00994

Артикул: CM0029030

введение

Кролиچه поликлональное антитело к NGFRAP1, валидированное для ВБ, ИФ/МКК, ИФА у человека и мыши. Нацелено на ВЕХ3 (исполнитель клеточной смерти, ассоциированный с р75NTR), участвующий в апоптозе; идеально подходит для исследований нейрональной смерти и цинкового сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه поликлональное антитело к NGFRAP1
Примечания/Альтернативные названия	Вех; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
Вид	Человек
ID гена (человек)	27018
ID гена	27018
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-111 человеческого NGFRAP1 (NP_996798.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00994
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Хладоэлемент