


Моноклональное Антитело Против Ngly1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q96Iv0

Артикул: CM0007437



введение

Кроличье моноклональное антитело против NGLY1 (Пептид-N(4)-(N-ацетил-бета-глюкозаминил)аспарагин амидаза), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Определяет белок человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ERAD и деградации гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NGLY1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55768
GeneID	55768
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого NGLY1 (NP_060767.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96IV0
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом