


## Поликлональные Антитела Против Ngly1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Iv0

Артикул: CM0017164



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого NGLY1 (N-гликаназы 1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований деградации, ассоциированной с ЭПР, и контроля качества гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NGLY1 кролик pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)          | 55768                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого NGLY1 (NP_060767.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | Q96IV0                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 74 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                      |