

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ngr3 (Rtn4Rl1) Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф - Q86Un2

Артикул: CM0002550

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий NgR3 (RTN4RL1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований в нейробиологии и регенерации аксонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к NgR3, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	NgR3; NGRH2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	146760
ID гена	146760
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 342-441 человеческого NgR3 (Q86UN2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуофлуоресценция (IF/ICC), ИФ на пермеабилizированных клетках (IF-P), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q86UN2
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом