


Поликлональное Антитело Anti-Nhej1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9H9Q4

Артикул: CM0021931



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NHEJ1, необходимый для репарации двунитевых разрывов ДНК посредством NHEJ. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к NHEJ1
Примечания/синоним	XLF; NHEJ1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79840
Идентификатор гена	79840
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-299 человеческого NHEJ1 (NP_079058.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9H9Q4
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом