

Моноклональное Антитело Против Nhlh1 Для Вб, Иф/Ихк, Ип, Ифа - Q02575

Артикул: CM0006459

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому NHLH1 (HEN1, NSCL, bNHLHa35). Подходит для вестерн-блота, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ИФА. Актуально для исследований определения типа клеток и развития нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NHLH1 кроличье мкАт
Примечания/псевдонимы	HEN1; NSCL; NSCL1; bNHLHa35; NHLH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4807
GeneID	4807
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого NHLH1 (NP_005589.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02575
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовая упаковка