

Моноклональное Антитело К Nhlh1 Для Wb, Ip, Elisa, Chip — Q02575

Артикул: CM0006164

введение

Кроличье моноклональное антитело к NHLH1, валидированное для WB, IP, ELISA и ChIP. Нацелено на человеческий NHLH1 (bHLHa35) — нейрональный транскрипционный фактор с базовой спираль-петля-спираль, участвующий в дифференцировке клеток. Идеально подходит для исследований нейробиологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб к NHLH1
Примечания/алиасы	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4807
GeneID	4807
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–60 человеческого NHLH1 (NP_005589.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q02575
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом